

KOSTENLOSE PRAXISVORLAGE

STK-Prüfprotokoll nach MPBetreibV

Sicherheitstechnische Kontrolle mit Prüfgrundlage, Messwerten, Mängeln und Freigabe dokumentieren.

STUDIO / BETRIEB	VORLAGEN-ID / STAND stk-pruefprotokoll-medizinprodukte · 08/2026
------------------	---

1. Prüfauftrag, Produkt & Betreiber

Prüfauftrag / Auftragsnummer	Prüfdatum / Uhrzeit
Betreiber / Unternehmen	Betriebsort / Raum
Produkt / Handelsname	Hersteller / Modell / Typ
Seriennummer / UDI-DI	Interne Geräte-ID / Medizinproduktebuch
Inbetriebnahme	Letzte STK / nächste Fälligkeit

2. Prüfgrundlage & Prüfer

☐ Produkt der Anlage 1 MPBetreibV	☐ Sonstige STK-Pflicht geprüft
☐ Herstellerangaben berücksichtigt	☐ Anerkannte Regeln der Technik berücksichtigt
☐ Betriebs- und Umgebungsbedingungen berücksichtigt	☐ Zubehör / Kombinationen einbezogen
Prüfverfahren / Norm / Regelwerk	Herstellerunterlagen / Version
Prüffirma / prüfende Person	Qualifikation nach § 5 MPBetreibV

Rechtsgrundlage: § 12 MPBetreibV. Ob und in welchem Umfang eine STK erforderlich ist, muss für das konkrete Produkt, seine Einstufung, Herstellerangaben und Betriebsbedingungen geprüft werden.

STK-Prüfprotokoll nach MPBetreibV

Seite 2 · Sicht-, Funktions- und Messprüfung

3. Sichtprüfung

☐ Gehäuse und mechanische Teile unbeschädigt	☐ Netzleitung / Stecker / Zugentlastung intakt
☐ Anschlüsse, Leitungen und Applikatoren intakt	☐ Kennzeichnungen und Warnhinweise lesbar
☐ Sicherungen / Abdeckungen ordnungsgemäß	☐ Zubehör vollständig und geeignet
☐ Gebrauchsanweisung verfügbar	☐ Hygienischer Zustand unauffällig
☐ Keine unzulässigen Änderungen erkennbar	☐ Aufstellung / Umgebungsbedingungen geeignet

4. Funktions- und Sicherheitsprüfung

☐ Einschalt- / Selbsttest bestanden	☐ Bedien- und Anzeigeelemente funktionieren
☐ Sicherheits- / Abschaltvorrichtungen wirksam	☐ Alarmer und Signale funktionieren
☐ Anwendungs- / Ausgangsfunktion plausibel	☐ Zubehör und Kombinationen funktionieren
☐ Softwarestand / Konfiguration geprüft	☐ Funktionsprüfung unter Betriebsbedingungen

5. Messwerte & Prüfverfahren

Prüfschritt / Messgröße	Messverfahren / Norm	Soll- / Grenzwert	Ist- / Messwert	Ergebnis

STK-Prüfprotokoll nach MPBetreibV

Seite 3 · Befund, Bewertung und Freigabe

6. Verwendete Prüf- und Messmittel

Messmittel / ID	Hersteller / Typ	Kalibrierung gültig bis	Einsatz / Bemerkung

7. Mängel, Maßnahmen & Nachprüfung

Befund / Abweichung	Bewertung	Maßnahme / Frist	Nachprüfung / Ergebnis

8. Gesamtergebnis

☐ STK erfolgreich / bestanden	☐ Bestanden mit dokumentierter Auflage
☐ Nicht bestanden – Produkt gesperrt	☐ Nachprüfung erforderlich
Zusammenfassende Bewertung / Restmangel	Freigabe / Nutzungseinschränkung
Nächste STK: Monat / Jahr	Prüfplakette / Kennzeichen der prüfenden Person
Protokoll an Betreiber übergeben	Medizinproduktebuch aktualisiert am

 Ort, Datum / prüfende Person

 Betreiber / Protokoll erhalten

Muster ohne Gewähr. Durchführung und Bewertung ausschließlich durch nach § 5 MPBetreibV qualifizierte Personen. Dieses Formular ersetzt weder Hersteller-Prüfanweisungen noch die produktspezifische Festlegung von Prüfumfang und Grenzwerten.